

SARS-CoV-2-PCR Hinweise zur Gewinnung von Rachenspülflüssigkeit

Vor Gewinnung des Probenmaterials sollte die Patientin/der Patient 1 – 2 Stunden nichts essen oder trinken und nicht die Zähne putzen. Für Patientinnen/Patienten, die stark husten oder sich verschlucken könnten, ist ein Rachenabstrich empfohlen.

- Spülflüssigkeit (0,9% NaCl) in den Mund nehmen.
- Im gesamten Rachenraum min. 20 – 30 Sek. kräftig gurgeln und in einen sauberen Becher ausspucken.
- **Flüssigkeit mit Hilfe des Rüssels in die mitgelieferte Monovette aufziehen.**
- Zur Vermeidung der Kontaminationsgefahr den Rüssel entsorgen und das Röhrchen **fest verschließen**.
- Das Probenetikett wie abgebildet auf die Monovette kleben.

